

ЯПОНСКИЕ КОМПОЗИТЫ

ДЛЯ ЭСТЕТИЧЕСКИХ
РЕСТАВРАЦИЙ



Содержит диоксид циркония (высокая прочность и износостойкость)



Естественная эстетика



Отличная полируемость



Замедленное выделение ионов фтора



Технология керамо-кластерного наполнителя



Регистрационное удостоверение РФ

ЛИНЕЙКА ПРОДУКТОВ iGOS

iGOS UNIVERSAL

Пакуемый универсальный композит для фронтальных и жевательных зубов



iGOS LOWFLOW

Текущий композит для труднодоступных зон, отлично подходит для восстановления полости V класса по Блеку



iGOS FLOW

Жидкотекучий композит для заполнения глубоких полостей и герметизации фиссур



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ



ПРЯМЫЕ
РЕСТАВРАЦИИ
ЛЮБОГО КЛАССА



ЗАКРЫТИЕ ТРЕМ
И ДИАСТЕМ



ГЕРМЕТИЗАЦИЯ
ФИССУР



ПОЧИНКА
ОРТОПЕДИЧЕСКИХ
КОНСТРУКЦИЙ

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ YAMAKIN

ПОЛНЫЙ ПРОТОКОЛ ДЛЯ ИДЕАЛЬНЫХ РЕСТАВРАЦИЙ

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ

iGOS Пломбировочный материал

UNIVERSAL

LOWFLOW

FLOW



- Широкий диапазон вязкости для всех типов реставраций
- Технология керамо-кластерных наполнителей
- Высокая прочность и износостойкость
- Отличная полируемость и эстетика

iGOS-BOND

Адгезив седьмого поколения



- Самопротравливающий бонд
- Высокая адгезия во влажной среде
- При совместном использовании с Multi Primer Liquid - адгезия к цирконию, титану, драг. и не драг. металлам, керамике и композитам
- Надёжная и долговечная фиксация

Multi Etchant


Гель для травления и очистки



- Для травления эмали и дентина
- Для циркония, керамики, композитов, сплавов и металлов
- Не содержит ортофосфорной кислоты.
- Создаёт эффект праймера

ПАЛИТРА ОТТЕНКОВ

iGOS Universal пакуемый - базовые оттенки



Опакующие оттенки



Отбеливание



Эмаль



iGOS LowFlow текучий - базовые оттенки



Опакующие оттенки



BW

Отбеливание

E

Эмаль

iGOS Flow жидкотекучий - базовые оттенки



Опакующие оттенки



BW

Отбеливание

E

Эмаль



СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ
КЛИНИЧЕСКИ ДОКАЗАНЫ

50+

ОПЫТ ПРОИЗВОДСТВА
БОЛЕЕ 50 ЛЕТ



ПРИЗНАНО
СТОМАТОЛОГАМИ РФ



Дентал-Ист

Официальный дистрибьютор
материалов YAMAKIN в России

ЗАПРОСИТЕ
ПОЛНЫЙ
КАТАЛОГ
И ОБРАЗЦЫ



СКАНИРУЙТЕ QR-КОД



+7 (499) 745 63-20



www.dental-east.ru



shop@dental-east.ru



YAMAKIN - НОВОЕ СЛОВО В ИСКУССТВЕ
СОЗДАНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКИХ РЕСТАВРАЦИЙ



ЯПОНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ