



MADE IN JAPAN



YAMAHACHI DENTAL MFG, CO.

SOLUUT PX

ТРЁХСЛОЙНЫЕ АКРИЛОВЫЕ ЗУБЫ
УСИЛЕННЫЕ НАНО КРЕМНИЕМ



Регистрационное удостоверение
РЗН № ФСЗ 2010/065564 от 16.12.2024





РЕД. №1
Июль 2026г.

ТРЕХСЛОЙНЫЕ АКРИЛОВЫЕ ЗУБЫ СЕРИЙ SOLUUT / SIMPLERR PX

**Представляем вам самые прочные и устойчивые
к образованию пятен зубы из акрила, которые вы так долго искали!**


На протяжении нескольких десятилетий мы занимались поставкой акриловых и композитных зубов на мировой стоматологический рынок. Исходя из нашего опыта, мы можем с уверенностью сказать, что клиенты, использующие акриловые зубы, стремятся приобрести продукт более высокого качества, нежели тот, которым они располагают на данный момент. С другой стороны, клиенты, выбирающие композитные зубы, ищут альтернативный материал аналогичного качества, обладающий устойчивостью к воздействию красящих веществ, но более доступный по цене. Учитывая эти потребности рынка, мы провели тщательный анализ, чтобы найти наиболее подходящий материал, который мог бы заполнить пробел между обычными акриловыми и композитными зубами с точки зрения качества и конкурентоспособности на рынке.

Учитывая подверженность композита воздействию красящих веществ, в вопросе выбора материала для наших искусственных зубов мы решили отдать предпочтение акрилу. В результате многолетних исследований, нам удалось найти подходящий материал желаемого качества, который подтолкнул нас к созданию новой серии искусственных зубов Soluut / Simplerr PX.



В отличие от серий AC или FX, в состав Soluut / Simplerr PX входят мельчайшие наночастицы диоксида кремния, называемые nanoSilica, которые делают структуру полимерной матрицы более плотной и прочной. Благодаря этим наночастицам связь между полимерными нитями укрепляется, что делает их более прочными и устойчивыми к истиранию. Результаты испытаний на износостойкость показали, что при твердости Hv = 25 прочность материала Soluut / Simplerr PX оказывается на 60 % больше, чем у обычного акрила. Таким образом, Soluut / Simplerr PX предлагает клиентам, которых не устраивают обычные акриловые зубы, более качественную и конкурентоспособную альтернативу в виде трехслойной конфигурации зубов.

Палитра оттенков акриловых зубов серий Soluut / Simplerr PX



ОТТЕНКИ 17 различных оттенков по шкале VITA: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, W0.5

⚠ При заказе ориентируйтесь по оттенку и фасону.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое время, без каких-либо обязательств и предоставления уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

YAMAHACHI DENTAL MFG. CO.

Soluut / Simplerr PX Full Set



Soluut / Simplerr PX Full Set

Трёхслойные акриловые зубы (полный гарнитур - 28 зубов на 4 планках).

Soluut PX - фронтальные трёхслойные акриловые зубы.

Simplerr PX - боковые трёхслойные акриловые зубы.

Упаковка - коробка 4 планки (28 зубов):

- Soluut PX верхние - 1 планка (6 зубов).
- Soluut PX нижние - 1 планка (6 зубов).
- Simplerr PX верхние - 1 планка (8 зубов).
- Simplerr PX нижние - 1 планка (8 зубов).

Soluut PX



Soluut PX

Трёхслойные акриловые зубы (фронтальные трёхслойные - 6 зубов на планке), верхние или нижние.

Упаковка:

- планка: 6 зубов.
- коробка: 16 планок (6 зубов на планке).

Simplerr PX



Simplerr PX

Трёхслойные акриловые зубы (боковые трёхслойные - 8 зубов на планке), верхние или нижние.

Упаковка:


- планка: 8 зубов.
- коробка: 12 планок (8 зубов на планке).

Структура трёхслойных акриловых зубов серии PX




Simplerr PX

Жесткая акриловая пластмасса
Жесткая акриловая пластмасса
Акриловая пластмасса



Soluut PX

Акриловая пластмасса
Акриловая пластмасса
Жесткая акриловая пластмасса



На конкурентном рынке уже много лет наблюдается стабильно высокий спрос на формы композитных зубов серий Crown / Efucera PX. Это подтолкнуло нас к созданию форм акриловых зубов серий Soluut / Simplerr PX, аналогичным формам композитных зубов серий Crown / Efucera PX и соответствующим полному цветовому диапазону шкалы VITA.

ОТТЕНКИ

17 различных оттенков по шкале VITA: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, W0.5

⚠ При заказе ориентируйтесь по оттенку и фасону.

YAMAHACHI DENTAL MFG. CO.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое время, без каких-либо обязательств и предоставления уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

SOLUUT PX фронтальная группа, таблица фасонов



SOLUUT PX фронтальная группа

Верхние

	A	B	C
T41	43.2	8.0	9.7
T51	46.6	8.6	10.4
T61	49.4	9.1	11.0

T41S	43.0	7.9	9.3
T51S	46.6	8.6	10.1
T61S	49.2	9.1	10.7

S51	45.0	8.4	10.7
S71	52.6	9.8	13.5
S81	53.4	10.0	13.7

S43S	41.3	7.8	8.5
S44S	42.7	7.7	10.3
S41S	43.5	7.9	9.6

S42S	44.2	8.5	9.8
S52S	45.9	8.3	10.9
S51S	46.6	9.0	10.8
S61S	48.7	8.8	11.2

O41	42.9	8.0	10.1
-----	------	-----	------

O31S	38.7	7.4	8.4
O51S	47.1	8.7	10.0
O61S	48.4	9.0	10.8

C42	43.2	8.2	10.5
C41	43.7	8.2	10.4
C51	46.4	8.8	11.3
C61	49.4	9.4	12.1

A	B	C
---	---	---

ОТТЕНКИ 17 различных оттенков по шкале VITA: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, W0.5

⚠ При заказе ориентируйтесь по оттенку и фасону.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое время, без каких-либо обязательств и предоставлений уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

YAMAHACHI DENTAL MFG. CO.



SIMPLERR PX боковая группа, таблица фасонов

SOLUUT PX фронтальная группа

■ Нижние		A	B	C
N31S		30.1	4.5	8.0
N61S		37.9	5.6	9.4
N31		33.4	5.1	8.9
N32		32.5	4.8	8.9
N41		34.4	5.1	8.6
N42		35.5	5.5	10.2
N81		41.8	6.4	12.1
N71L		39.9	5.8	11.6
		A	B	C

SIMPLERR PX боковая группа

	A	B
28	28.8	8.4
30	30.9	7.9
32	32.4	9.4
34	33.7	10.3
36	36.1	11.6
38	38.4	11.0
		A B



ОТТЕНКИ 17 различных оттенков по шкале VITA: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, W0.5

⚠ При заказе ориентируйтесь по оттенку и фасону.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое время, без каких-либо обязательств и предоставления уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

YAMAHACHI DENTAL MFG. CO.

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ФАСОНОВ SOLUUT / SIMPLERR PX



ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ФАСОНОВ

ФРОНТАЛЬНЫЕ		БОКОВЫЕ
Верхние	Нижние	ВЕРХНИЕ / НИЖНИЕ
T41	N32	28
T51	N42	30
T61	N61S	34
T41S	N32	28
T51S	N42	30
T61S	N61S	34
S51	N42	30
S71	N71L	34
S81	N81	36
S43S	N41	28
S44S	N41	28
S41S	N32	28
S42S	N31	28
S52S	N42	30
S51S	N42	30
S61S	N61S	34
O41	N32	28
O31S	N31S	28
O51S	N61S	32
O61S	N61S	32
C41	N41	32
C42	N41	28
C51	N42	30
C61	N61S	34



ОТТЕНКИ 17 различных оттенков по шкале VITA: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, W0.5

⚠ При заказе ориентируйтесь по оттенку и фасону.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое время, без каких-либо обязательств и предоставлений уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

YAMAHACHI DENTAL MFG. CO.



35 лет надёжных поставок и современных стоматологических решений в России

Директор компании «Дентал-Ист»

Здравствуйте, уважаемые клиенты и партнёры!

Компания «Дентал-Ист» более 35 лет успешно работает на стоматологическом рынке России. Мы объединяем передовые технологии, качественные материалы и профессиональный опыт, обеспечивая клиники и лаборатории современными решениями по доступным ценам. Нам удалось построить устойчивую репутацию надежного поставщика. Долгосрочное сотрудничество с ведущими производителями Японии и Южной Кореи заложило основу качеству и доступности продукции, которую мы предлагаем нашим клиентам.

Собственная зуботехническая лаборатория и фрезерный центр проводят испытания всех новинок, прежде чем мы выводим их на рынок. Оказывает услуги изготовления протезов любой сложности из современных материалов.

Мы сотрудничаем с известными международными лекторами. Их опыт позволяет повышать квалификацию врачей стоматологов и зубных техников. Для этого мы регулярно организуем различные учебные мероприятия: от вебинаров до мастер-классов. Мы активно взаимодействуем с учебными заведениями, обеспечивая их научно-практической базой, повышая качество образования.

Сервисная служба, которая осуществляет гарантийное и послепродажное обслуживание, помогает создавать понятные инструкции для пользователей.

За эти годы нам удалось подготовить не одно поколение опытных менеджеров, которые постоянно стажировались и накапливают опыт, чтобы общаться с клиентами на одном языке.

Наша компания работает как с клиентами из России, так и из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. А для улучшения логистики и качества обслуживания мы открыли представительство в Республике Казахстан, где организован офис продаж и склад.

Наш приоритет - подобрать оптимальное решение для наших клиентов в кратчайшие сроки с минимальными затратами и оказать всестороннюю поддержку.



Афанасьев Алексей Николаевич

Продукция



Главной офис компании



Проводим учебные курсы




Участвуем в выставках





YAMAHACHI DENTAL MFG, CO.



Дентал-Ист

Стоматологические
материалы и оборудование

ООО «Дентал-Ист» 125195, г. Москва,

Ленинградское шоссе, д. 96А.

Тел./Факс: +7 (499) 745-63-20

E-mail: shop@dental-east.ru

Сайт: www.dental-east.ru



Наш партнёр в РФ



интернет-магазин a3-dent.ru
оборудование и материалы
для стоматологии

A3-DENT.RU

ООО «Атридент» 125195, г. Москва,

Ленинградское шоссе, д. 96А.

Тел./Факс: +7 (499) 745-63-01

E-mail: shop@a3-dent.ru

Сайт: www.a3-dent.ru



Наш партнёр в Казахстане



Atri

стоматологические материалы

ТОО «Атри» г. Алматы, ул. Макатаева 117, лит А,

офис 424 (Бизнес-центр "LOTOS").

Тел. городской: +7 (727) 339-05-72

Тел. сотовый: +7 (771) 747-99-05

E-mail: shop@atri.kz, Сайт: www.atri.kz

