

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ВАННЫ

МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ



МОЩНАЯ
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ
ОЧИСТКА



НАДЕЖНОСТЬ
И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ




ПРОСТОЕ
УПРАВЛЕНИЕ



БЕЗОПАСНОСТЬ
И ЭКОНОМИЧНОСТЬ

15 МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ВАШЕЙ КЛИНИКИ

Широкая линейка ультразвуковых ванн CODYSON для любых задач: от компактных моделей для небольших кабинетов до вместительных ванн с повышенной мощностью.



Специальные обозначения



Объём ванны
в мл.



Потребляемая
мощность в Вт.



Функция таймера
в мин.



LED индикация
работы.



Габариты
ёмкости в см.



Частота УЗ
излучателя в кГц.



Функция подогрева
рабочей жидкости.



Наличие LED
дисплея.

CODYSON

УЗ ВАННЫ МАЛОГО ОБЪЁМА

КОМПАКТ

CD-3900



140 мл



25 Вт



42 кГц



5 мин



LED
индикатор



Размер ёмкости (см):
7,9 x 7,8 x 4,0



Гарантия
12 месяцев



КОМПАКТ
CDS-180

-  220 мл
-  25 Вт
-  38 кГц
-  3 мин
-  LED индикатор
-  Размер ёмкости (см):
7,8 x 4,8



Гарантия
12 месяцев


КОМПАКТ
CDS-310

-  800 мл
-  55 Вт
-  40 кГц
-  1-5 мин
-  LED дисплей
-  Размер ёмкости (см):
18,0 x 8,7 x 5,8



Гарантия
12 месяцев


КОМПАКТ
CD-4801

-  1400 мл
-  60 Вт
-  42 кГц
-  1-5 мин
-  LED дисплей
-  Размер ёмкости (см):
16,8 x 13,8 x 6,6



Гарантия
12 месяцев



CLASSIC
CD-4810

-  2000 мл
-  145 Вт
-  35 кГц
-  1-30 мин
-  LED дисплей
-  Размер ёмкости (см):
18,3 x 15,3 x 7,7


**Функция подогрева
жидкости**

**Гарантия
12 месяцев**

CLASSIC
CD-4820

-  2500 мл
-  150 Вт
-  35 кГц
-  1.5-8 мин
-  LED дисплей
-  Размер ёмкости (см):
25,0 x 15,0 x 8,0


**Функция подогрева
жидкости**

**Гарантия
12 месяцев**

CLASSIC
CD-4821

-  2500 мл
-  150 Вт
-  35 кГц
-  1-30 мин
-  LED дисплей
-  Размер ёмкости (см):
24,0 x 14,0 x 7,6


**Функция подогрева
жидкости**


**Гарантия
12 месяцев**


CLASSIC

CD-4830

- 3000 мл
- 150 Вт
- 35 кГц
- 1-30 мин
- LED дисплей
- Размер ёмкости (см):
25,0 x 17,4 x 7,8


Функция подогрева
жидкости

Гарантия
12 месяцев


CLASSIC

CD-4831

- 3000 мл
- 170 Вт
- 35 кГц
- 5-30 мин
- LED дисплей
- Размер ёмкости (см):
25,0 x 17,4 x 7,8


Функция подогрева
жидкости

Гарантия
12 месяцев


CLASSIC

CD-4831 II

- 3000 мл
- 170 Вт
- 35 кГц
- 1-30 мин
- LED дисплей
- Размер ёмкости (см):
25,0 x 17,4 x 7,8


Функция подогрева
жидкости

Гарантия
12 месяцев


PRO

CD-4860

-  6000 мл
-  290 Вт
-  35 кГц
-  1-30 мин
-  LED дисплей
-  Размер ёмкости (см):
32,3 x 20,5 x 9,9


Функция подогрева
жидкости

Гарантия
12 месяцев


PRO

CD-4861

-  6000 мл
-  290 Вт
-  35 кГц
-  1-30 мин
-  LED дисплей
-  Размер ёмкости (см):
32,3 x 20,5 x 9,9


Функция подогрева
жидкости

Гарантия
12 месяцев


PRO

CD-4862

-  6000 мл
-  290 Вт
-  35 кГц
-  5-30 мин
-  LED дисплей
-  Размер ёмкости (см):
32,3 x 20,5 x 9,9


Функция подогрева
жидкости

Гарантия
12 месяцев


PRO

CD-4875

-  7500 мл
-  410 Вт
-  35 кГц
-  5-30 мин
-  LED дисплей
-  Размер ёмкости (см):
33,1 x 23,8 x 10,5


Функция подогрева
жидкости

Гарантия
12 месяцев


PRO

CD-4875 II

-  7500 мл
-  410 Вт
-  35 кГц
-  1-30 мин
-  LED дисплей
-  Размер ёмкости (см):
33,0 x 24,0 x 10,5


Функция подогрева
жидкости

Гарантия
12 месяцев


ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

-  Эффективное удаление загрязнений
даже в труднодоступных местах
-  Сохранение ресурса инструмента
-  Безопасная и бережная очистка
-  Подходит для клиник и
зуботехнических лабораторий


Гарантия
12 месяцев



COSYSON

Современные технологии и контроль
качества на всех этапах производства

Ред. №1
Июль 2026г.



КОМПЛЕКТАЦИЯ УЗ ВАНН:

СКАНИРУЙТЕ
QR-код

Корзина
для очистки



Кабель
питания



*Сливной
шланг



*Комплектуются
только модели
имеющие сливной
клапан

ПРИГЛАШАЕМ ВАС
ПОСЕТИТЬ НАШ
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
WWW.DENTAL-EAST.RU



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК УЗ ВАНН:

Модель	Объём (мл)	Мощность (Вт)	Сливной клапан	Таймер (мин)	Индикация	Нагрев жидкости
CD-3900	140	25	✗	5	Диод	✗
CDS-180	220	25	✗	3	Диод	✗
CDS-310	800	55	✗	1-5	Дисплей	✗
CD-4801	1400	60	✗	1-5	Дисплей	✗
CD-4810	2000	145	✗	1-30	Дисплей	✓
CD-4820	2500	150	✗	1.5-8	Дисплей	✓
CD-4821	2500	150	✗	1-30	Дисплей	✓
CD-4830	3000	150	✓	1-30	Дисплей	✓
CD-4831	3000	170	✓	5-30	Дисплей	✓
CD-4831 (II)	3000	170	✓	1-30	Дисплей	✓
CD-4860	6000	290	✓	1-30	Дисплей	✓
CD-4861	6000	290	✓	1-30	Дисплей	✓
CD-4862	6000	290	✓	5-30	Дисплей	✓
CD-4875	7500	410	✓	5-30	Дисплей	✓
CD-4875 (II)	7500	410	✓	1-30	Дисплей	✓

*Производитель оставляет за собой право на изменение характеристик без предварительного уведомления.



Дентал-Ист

Стоматологические
материалы и оборудование

ООО «Дентал-Ист» 125195, г. Москва,

Ленинградское шоссе, д. 96А.
Тел./Факс: +7 (499) 745-63-20
E-mail: shop@dental-east.ru
Сайт: www.dental-east.ru



Наш партнёр в РФ



интернет-магазин a3-dent.ru
оборудование и материалы
для стоматологии

A3-DENT.RU

ООО «Атридент» 125195, г. Москва,

Ленинградское шоссе, д. 96А.
Тел./Факс: +7 (499) 745-63-01
E-mail: shop@a3-dent.ru
Сайт: www.a3-dent.ru



Наш партнёр в Казахстане



Atri

стоматологические материалы

ТОО «Атри» г. Алматы, ул. Макаева 117, лит А,

офис 424 (Бизнес-центр "LOTOS").
Тел. городской: +7 (727) 339-05-72
Тел. сотовый: +7 (771) 747-99-05
E-mail: shop@atri.kz, Сайт: www.atri.kz

